



NYHEDSBREV APRIL 2011



Kære Kunde,

Hermed information om følgende nye produkter i vores sortiment:

Tidlig påvisning af *C. pneumoniae* infektioner med nem hurtigtest



- Immunoassay til påvisning af en af de mest almindelige årsager til "atypisk lungebetændelse"
- Enkel og hurtig test med kun 4 trin og svar på mindre end 15 minutter
- Det oplagte valg af test også ved tidlig/akut infektion hos børn

[Læs mere her](http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=255) (<http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=255>)

A.F. Genital System

System til påvisning, celletælling og resistensbestemmelse af urogenitale mycoplasma arter og andre patogene mikroorganismer.



EXAMPLE OF RESULT



Sample of vaginal swab with presence of ***Gardnerella vag.*** (19-GAR), ***Enterococcus faecalis*** (21-STR) ***Streptococcus agalactiae*** (23-STG) ***Candida spp.*** (24-CAN).

7



Note the results on the TEST RESULTS FORM and interpret.

A.F. Genital System (ref. 74156) er et 24-brønds panel til påvisning, identifikation og resistensbestemmelse af mikroorganismer fra urogenitale prøver (vaginal pødepind, urethral svaber, sædvæske).

Systemet inokuleres med suspension af klinisk prøvemateriale og inkuberes ved $36 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ i 18-24 timer.

Testresultat aflæses ved at evaluere farveændringer i brøndene.

[Læs mere her](http://www.liofilchem.net/en/mov_afgenitalsystem.php) (http://www.liofilchem.net/en/mov_afgenitalsystem.php)

Premium Surface pipettespidser m/u filter

Den indvendige overflade af vores PremiumSurface pipettespidser er ultra glat og forhindrer unikke eller kostbare reagenser samt prøver fra at blive tilbageholdt i spidsen.



- Højeste volumen præcision
- Intet tab af reagenser eller prøve
- Sterilt produkt fri for RNase, DNase, DNA, endotoksiner og pyrogener
- Velegnet til brug i molekylær biologi og PCR
- ingen rester i pipettespidser
- Ingen afvigelse i pipetterede volumen
- Nøjagtige og reproducerbare resultater
- Passer til alle almindelige pipetter

PCR rør

Dette produkt er ideelt designet for PCR brug og giver en hurtig og homogen temperatur forandring under PCR processen.



- Ultra tynde vægge
- Sterilt produkt fri for RNase, DNase, DNA, endotoksiner og pyrogener
- Kompatibel med kvantitative PCR maskiner
- Fremragende tæthed og ingen fordampning af prøven
- Ideel for langtidsopbevaring
- Fås også i PremiumSurface kvalitet

[Læs mere her](http://www.nerbe-plus.de/en/home/) (http://www.nerbe-plus.de/en/home/)

Vi står som altid til rådighed med yderligere oplysninger du måtte ønske.

Simoco Diagnostics
ønsker

God Påske

